

# Real Prep時の音声タイミング機能について

※この機能はV4.51以降で対応している機能になります。

音声タイミング機能を使うことで、Prep.のモニタリング中に音声を先に出すことが出来ます。トリガ後の音声分のdelay時間を短縮することが可能になります。

以下、2つの設定方法があります。

## ◇造影後からの遅延時間での設定方法

①音声タイミングにチェックを入れます。

②遅延時間に、造影開始何秒後に音声を出すか設定を行います。



※設定した遅延時間より先にトリガに達した場合、Prep.終了直後に前音声が発生される仕様となります。

Prep.トリガ直後に音声を出したい場合はこれを応用し、遅延時間に入力できる最大の時間を指定して使用します（以前のPrep.後音声に本スキャン前音声設定と同様のタイミングになります）。

※遅延時間にはPrep.前の休止時間とPrep.最大スキャン時間を足した数字より小さい時間までが入力できます。

# Real Prep時の音声タイミング機能について

※この機能はV4.51以降で対応している機能になります。

## ◇音声ROIの設定方法

- ①音声タイミングにチェックを入れます。
- ②音声ROIにチェックを入れます。音声用のROIが緑色で画像上に表示されます。
- ③ROIを設定し、音声の閾値を入力します。

The screenshot displays the 'ROI Setting' panel on the left and a CT scan image on the right. The 'ROI Setting' panel includes:

- Buttons for 'ROIなし', '1 ROI', and '2 ROIs'. The '1 ROI' button is highlighted with a yellow circle ②.
- Checkboxes for '固定ROI' and '音声ROI'. '音声ROI' is checked with a blue checkmark.
- A table for ROI values:

開始 ROI 1 平均値	66.5 HU	SD	110.8
開始 ROI 2 平均値		HU	
固定 ROI 平均値		HU	
音声 ROI 平均値	-168.8 HU	SD	398.9
- 'ROI計算' button.
- 'Optional Setting' section with '音声タイミング' checked (yellow circle ①) and 'ROI' field (yellow circle ③).
- 'Threshold Setting' section with 'オート' selected and '開始 ROI 1' set to 200 HU.

The CT scan image on the right shows a cross-section of the chest with a green circle and square highlighting a region of interest (ROI) in the lung area. Technical data for the scan is visible in the top right and bottom right corners.

※この音声ROIは開始ROIと独立して配置できます。

※ただし、モニタリング中に矢印のアイコンをクリックすると、音声ROIと開始ROIが一緒に動きます。