

# 痒い所に手が届くキヤノンCTのおすすめ機能



## 男性音声

9年ほど前からキヤノン社製CTには息止めなどに使用する音声は女性に加えて男性も搭載されています。女性の声だと聞き取りにくいとおっしゃる患者様には男性の声で息止めのアナウンスを行うことができます。

### ■ 男性音声の選択方法

エキスパートプラン内の[プロトコル]タブでLanguageのプルダウン中『Japanese』を選択すると女性音声、『Japanese2』を選択すると男性音声で発声します。



← 『Japanese』は女性音声

← 『Japanese2』は男性音声

また、Pre ScanやPost Scanのプルダウンからは音声の種類を選択することもできます（ソフトウェアのバージョンがV4.61以降に搭載）。音声種の番号を覚えずに内容を確認しながら選択できて便利です！



### ■ 男性音声の搭載装置一覧

装置	Start	Lightning	Helios	Prime	ONE	Precision
搭載	○	○	○	○	○	○

※ご使用の装置での仕様に関してはキヤノンCTアプリケーション担当までお問い合わせください。