




# ワンポイントアドバイスのおすすめ記事


今回はこれまでメルマガで取り上げてきたワンポイントアドバイスのうち、とくに  
おすすめな記事をまとめました！気になる記事はリンク先からご確認ください。

## MPRのスライス厚は任意に設定できますか？編




例えば4.0mm厚や2.5mm厚など、Batch MPRで切り出すときの  
スライス厚やMPRページで表示する際のスライス厚は任意の厚み  
を追加することができます。作業はとても簡単で、ぜひ記事を参  
考にお好みの厚みを追加してみてください。

## 分かれてしまったStudyを統合するには？編



同一患者を撮影するとき撮影部位ごとにNext Patientしたもの  
の、Studyを統合したい場合には付帯情報変更機能を利用するこ  
とができます。

## 異なるボリュームデータへバッチ処理を引き継ぐ編



頭部単純を撮影後、実質条件と骨条件のボリュームデータから  
OMに合わせたAxialを作成する際にMPRページを利用するかと  
思いますが、そのとき全く同じ角度・同じ作成範囲を引き継ぐ方  
法をご紹介します。

## Real Prep.での失敗を最小限に抑える方法編



Real Prep.を使っているとき、設定した閾値までCTが上がら  
ずそのあとの撮影が始まらなかった経験はありませんか？こちら  
の記事ではこういった失敗を最小限にする方法をいくつかご紹介  
しています。

これらの記事は遠友ser会HPの[会員限定ナビページTop](#)→[ワンポイントアドバイスのページ](#)からご覧になれます。

※URLはこちら <http://enyouser.umin.jp/cn3/tips.html>

また、ワンポイントアドバイスでは「～の方法を教えて欲しい」、「こんな便利な方法あるよ！」などみなさまのご意見を募集しています。ぜひ、メルマガに記載されているお問い合わせURLよりご連絡ください。

※各記事の内容はバージョンにより仕様が異なる場合がございます。

ご使用の装置での仕様に関してはキヤノンCTアプリケーション担当までお問い合わせください。