

## ひねくれ技師A子とさわやか技師B美の会話

A子:ちよつとー, やあーだー, も～ またずれてるう～

B美:どうしたの?

A子:頸部血管でサブトラしてるんだけど, なんか骨が残るのよねえ… ウチのザ\*オ, 非剛体だからかしらあ… ヤマーダさん, ちゃんとソフト入れたのかしら? やっぱり〇岡さんに頼もうかしら…

B美:それ, ヤマーダさんのせいじゃないわよ. 〇岡さんに頼んでも同じよ.

A子:えー, そうなのー じゃあどうするのよ!!

B美:固定方法を工夫してみたらどうかしら?

A子:おでこもおさえてあるし, アゴだっておさえているのよ. 使っているエキスパートプランだって「ペッパー頸部よっ!」だから軌道同期だし… これ以上どうすれっていうのよ!

B美:うふふ♡

A子:なによ, そのさわやかな笑い方っ! なんかいい方法あるなら教えなさいよっ!

B美:これを使ってみて.

A子:なにそれ? ただのプラスチック板??

B美:違うわよ. これは頰椎の固定具なの

A子:固定具? 頰椎の?

B美:そう. 頰椎の固定具なの. Laerdal(レールダル)社の製品よ. もちろん医療機器としても認められているし, 放射線透過性が高いから装着したままでCT撮っても大丈夫なの. 軽くて, 安くて… いいわよ, これ!

A子:それでどうやって固定するのよお! ㄋ( ㄩ )ノワン

B美:くぼみをアゴのところに合わせて, 首の周りに巻くのよ. 端についているマジックテープで止めてね

A子:あ, なんとなく固定されている感じい～ でもきつくないね. これで大丈夫?

B美:これをつけた後に今までどおり, おでことアゴのところをとめて撮影してね

A子:わかったわー, 明日の検査でやってみるうー

翌日…

B美:どうだった?

A子:きれてない, じゃなくて, ずれてない. いいわ～, これ! 今度ダメだったら ヤマーダさんに電話するつもりだったのよ. 電話したらさらに嫌われるところだったわー, あぶなっ!

B美:よかったわねー

A子:そういえば安いつて言ってけど, これいくらなの?

B美:昔買った時は定価3000円だったわ… あら, 今見たらちょっと値上がりしているけど楽天でも買えるのね. 製品の写真は載ってないけど… アマゾンでは品切れだつて.

A子:へえー 楽天, 恐るべし… って, どうしてもっと早く教えてくれないのよー

B美:(。ω。)てへぺろ♡

さらに数日後…

A子:教えてもらった固定具だけどサーー, すごく首の細い人とか, 小さい人来た時は  
どうするのよ? マジックテープで止められなかったらあんまり意味ないじゃん!

B美:あら, 製品のこと, ちゃんとググった? 小児用もあるのよ.

A子:もっと早く教えてよー

B美:安いから複数買っておくといいわよ. 予備としてあると安心だわ.

A子:わかったわ… そうだ! ガロンの景品で貰えるといいね, これ!

B美:… って, あんた, ガロンに出したことあるの?

A子:(。・ω・。)てへぺろ♥

Laerdal社 商品紹介ページ

<http://www.laerdal.com/jp/doc/124/Stifneck-Select-Collars-Adult-and-Pedi>



上段: 製品全体. プラスチック製で, 皮膚に接触する白い部分はやわらかな素材でできている.

下段左: 製品を単体で装着した図. 首の長さに合わせて4段階に調節が可能である.

下段右: 製品装着後に頭部とオトガイを固定した状態